

# gb Sarbeco N (primary test)

Kat. č.: 3229-100  
3229-500



generi biotech

## ÚČEL POUŽITÍ

Souprava gb Sarbeco N umožňuje stanovení přítomnosti virů skupiny Sarbecovirus včetně varianty SARS-CoV-2 (Wuhan coronavirus 2019) na základě detekce virového genu N3. Stanovení vychází z protokolu publikovaného laboratoří CDC (Atlanta).

## PRINCIP VYŠETŘENÍ

Vyšetření je založeno na metodice **jednokrokové (one-step) RT-qPCR**. Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty pro provedení stanovení.

## PRACOVNÍ POSTUP

### Provedení RT-qPCR


- 1) Vyjměte reagentie z krabičky a nechte je kompletně rozmraznout.
- 2) Reagentie důkladně promíchejte a krátce stočte.
- 3) Přeneste **10 µl** (× počet vzorků) ze zkumavky **Master Mix OneStep** (zkumavka s modrým víčkem) a **5 µl** (× počet vzorků) **Assay Sarbeco N** (zkumavka se zeleným víčkem) do nové zkumavky, řádně promíchejte, stočte a označte datem přípravy. Takto připravíte **kompletní assay**. Se směsí zacházejte dle instrukcí uvedených v kapitole Podmínky skladování a manipulace.
- 4) Připravenou kompletní assay rozpipetujte po **15 µl** do zkumavek určených pro cyklér nebo do jamek plata.
- 5) K assayi přidejte **5 µl** vzorku templátu a krátce stočte.
  - V jednotlivých runech je pro správné vyhodnocení nutná analýza **Positive Control SARS-CoV-2** a **Deionized Water** jako NTC kontroly.
  - Jako templát použijte RNA izolovanou z biologického materiálu.
  - RNA analyzujte co nejdříve po izolaci.
  - Kontrolu kvality izolované RNA je možné provést pomocí kitu gb Human B2M mRNA (kat. č. 3153).
- 6) Analýzu vzorků v real-time PCR cykléru proveďte bezprostředně po přípravě reakcí.

## Amplifikační protokol a sběr dat

- Na real-time PCR cykléru nastavte následující teplotní profil:

reverzní transkripce	42 °C	30 min	50 cyklů
počáteční denaturace	95 °C	3 min	
denaturace	95 °C	10 s	
annealing + elongace (+ snímání fluorescence)	60 °C	30 s	

- Celkový objem PCR reakce je **20 µl**, zohledněte tuto skutečnost při nastavení cykléru.
- Při použití přístroje Rotor-Gene je nutné nastavit **Gain** tak, aby základní fluorescence byla **v rozsahu 5–10 RFU**. **Pozor** – pokud je Gain nastavován před analýzou, teplota optimalizace Gain **nesmí přesáhnout 42 °C**.
- Snímání fluorescence musí být aktivní pro kanály FAM/SYBR i HEX/JOE/VIC.
- Návod pro nastavení cykléru před spuštěním analýzy naleznete na adrese: <https://www.generi-biotech.com> v sekci „Ke stažení“ a řiďte se manuálem výrobce daného přístroje.



## ANALÝZA VÝSLEDKŮ

Vyhodnocení přítomnosti viru SARS-CoV-2 v testovaném vzorku provedte na základě analýzy Ct hodnot, které získáte pomocí softwaru vašeho real-time PCR cykléru.

Signál v daném fluorescenčním kanálu odečtete jako hodnotu Ct (threshold cycle, prahový cyklus) v módu kvantifikace. **Ct hodnoty pro virový gen odečtete v kanálu FAM, Ct hodnoty pro interní pozitivní kontrolu v kanálu HEX.** U silně pozitivních vzorků nemusí být interní pozitivní kontrola amplifikována. Pro oba aktivní kanály je nutné pro odečet nastavit **stejnou hodnotu prahové fluorescence** (threshold). Dodržujte instrukce od výrobce cykléru.

Nejprve ověřte validitu analýzy. Zobrazte signály reakcí kontrolních vzorků. Validita analýzy se hodnotí **pro každý vyšetřovaný virový gen zvlášť**.


### Validita analýzy

Analýza je považována za validní, pokud signály kontrol odpovídají následujícímu rozdělení:

- Positive Control SARS-CoV-2 – signály v kanálech FAM/SYBR i HEX/JOE/VIC
- Deionized Water – signál v kanálu HEX/JOE/VIC

Pokud je analýza potvrzena jako validní, pokračujte s hodnocením vzorků. V opačném případě postupujte dle doporučení uvedených v kapitole Řešení potíží.

Příklad výstupu vzorků – signály v kanálech FAM/SYBR (červená křivka) a HEX/JOE/VIC (modrá křivka):



## Interpretace výsledků

Konečným výstupem analýzy dat je určení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (tj. pozitivita vzorku).

Výsledek	FAM	HEX
Pozitivní	+	+/-
Negativní	-	+
nevalidní (falešně negativní)	-	-

## ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Výsledky testování mohou být považovány za správné pouze v případě dodržení instrukcí uváděných v příloženém manuálu. V případě nesprávných výsledků kontrolních vzorků zkontrolujte:

- datum expirace soupravy
- podmínky skladování a manipulace
- nastavení pipet a cykléru

Zjištění:	Návrh řešení:
V reakci negativní kontroly (Deionized Water) je detekován signál v kanálu FAM.	Pravděpodobně došlo ke kontaminaci reakcí templátem. Zopakujte analýzu.
V reakci negativní kontroly je pomocí jedné detekční assaye opakovaně detekován signál v kanálu FAM.	Pravděpodobně došlo ke kontaminaci assaye templátem. Zopakujte analýzu s novým alikvótem dané assaye.
V reakci negativní kontroly je opakovaně detekován signál všech assayí v kanálu FAM.	Pravděpodobně došlo ke kontaminaci komponenty Deionized Water templátem. Zopakujte analýzu s ultračistou vodou z jiného zdroje.
Standard Positive Control nebyl detekován nebo byl detekován pouze v jednom kanálu.	Pravděpodobně došlo k pipetovací chybě. Zopakujte analýzu.
U vyšetřovaného vzorku nebyl naměřen signál ani v kanálu FAM, ani v kanálu HEX, ačkoliv analýza je vyhodnocena jako validní.	Selhání analýzy bylo pravděpodobně způsobeno inhibicí PCR. Provedte analýzu s novým izolátem RNA.

## SLOŽENÍ A POPIS KOMPONENT SOUPRAVY

Komponenta <sup>1)</sup>	Objem	Počet <sup>2)</sup>	Koncentrace
● Assay Sarbeco N	0,5 ml <sup>3)</sup>	1   5	4×
● Master Mix OneStep	1,0 ml <sup>3)</sup>	1   5	2×
● Positive Control SARS-CoV-2	0,2 ml	1   1	4×
● Deionized Water	1,0 ml	1   1	

<sup>1)</sup> Barva víčka na zkumavce odpovídá typu reagentie.

<sup>2)</sup> Počet uveden pro balení po 100 | 500 reakcích.

<sup>3)</sup> Objem odpovídá 100 PCR reakcím o objemu 20 µl.

### Assay Sarbeco N

Assay Sarbeco N je směs amplifikačních primerů a fluorescenčně značených sond. Sondy umožňují detekci **virového genu v kanálu FAM**;  $\lambda_{\text{EXCITACE}} = 495 \text{ nm}$ ,  $\lambda_{\text{EMISE}} = 520 \text{ nm}$  a detekci **interní pozitivní kontroly v kanálu HEX**;  $\lambda_{\text{EXCITACE}} = 535 \text{ nm}$ ,  $\lambda_{\text{EMISE}} = 556 \text{ nm}$ . V přítomnosti virového genu můžeme tedy zaznamenat dva signály, zatímco za jeho nepřítomnosti zaznamenáme pouze signál interní pozitivní kontroly v kanálu HEX. Assay je dodána ve zkumavce se zeleným víčkem. Smícháním s Master Mix OneStep získáte kompletní assay určenou k okamžitému použití.

### Master Mix OneStep

Master Mix OneStep ve zkumavce s modrým víčkem je optimalizovaná směs pufu, reverzní transkriptázy, polymerázy a nukleotidů, která je nezbytná pro průběh RT-qPCR.

### Positive Control SARS-CoV-2

Positive Control SARS-CoV-2 slouží jako pozitivní kontrola (standard) k ověření validity analýzy. Je dodána ve zkumavce s červeným víčkem. Při manipulaci s pozitivní kontrolou pracujte tak, aby nedošlo ke kontaminaci jiných částí soupravy a analyzovaných vzorků.

### Deionized Water

Deionizovaná voda slouží jako kontrola bez templátu (NTC – no-template control). Je dodávána ve zkumavce s transparentním víčkem.

## Reagentie a vybavení, které nejsou součástí soupravy

- souprava či reagentie na izolaci virové RNA
- kit gb Human B2M mRNA (kat. č. 3153) pro kontrolu izolované RNA
- jednorázové plastové zkumavky, stripy nebo plata vhodná pro real-time PCR cyklér
- nastavitelné mikropipety s odpovídajícím rozsahem
- jednorázové pipetovací špičky s filtrem
- laboratorní vortex a centrifuga
- real-time PCR cyklér se softwarem

## VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

### Podmínky skladování a manipulace

- Po obdržení skladujte všechny komponenty soupravy při teplotě pod **-20 °C**.
- Assay je citlivá na světlo, omezte manipulaci na světlo na nejkratší možnou dobu.
- Reagentie jsou určeny pro práci při laboratorní teplotě.
- Jednotlivé komponenty soupravy rozmrazte a znovu zmrazte **maximálně 5×**. Kompletní assay vzniklou po smíchání Master Mix OneStep a Assay Sarbeco N již nezmrazujte. Takto vzniklá směs je určena na **jedno použití**.
- Při dodržení uvedených podmínek je souprava stabilní až do data expirace, které je uvedeno na **štítku krabičky**.

### Bezpečnostní opatření

- Souprava je určena pouze pro profesionální použití.
- Při práci s RT-qPCR reagentiemi a materiálem noste vždy laboratorní oděv a ochranné rukavice.
- V případě potřísnění pokožky nebo zasažení očí reagentiemi opláchněte postižené místo pod tekoucí vodou.







## Instrukce pro použití

- Vždy používejte verzi manuálu, která je součástí soupravy. Číslo odpovídající verze je vyznačeno na štítku uvnitř krabičky.
- Nevhodné zacházení s reagentiemi či úpravy pracovního postupu mohou negativně ovlivnit výsledky, proto je třeba striktně dodržovat pipetované objemy, inkubační doby a teplotní podmínky dle uvedených instrukcí.
- Dodržujte expirační dobu soupravy uvedenou na štítku krabičky.
- Nekombinujte komponenty z různých šarží souprav.
- V případě, že je po doručení některá z komponent soupravy poškozená, nepoužívejte ji a neprodleně kontaktujte výrobce. Uschovejte pro případnou reklamaci.
- Používejte kalibrované pipety a přístroje.
- Likvidaci veškerého odpadu provádějte dle platných právních předpisů. Vnější obal je vyroben z papíru, vnitřní výsek z polyuretanu a zkumavky z polypropylénu. S reagentiemi lze zacházet jako s běžným odpadem. Konečný produkt PCR analýzy likvidujte způsobem zohledňujícím riziko kontaminace prostor.

### Opatření k předcházení kontaminace

- Vyhraďte prostory, vybavení, materiál a ochranné pomůcky pro izolaci DNA/RNA z klinického materiálu a jiné pro přípravu RT-qPCR reakcí.
- Vyměňte si rukavice a laboratorní oděv, kdykoli máte podezření, že jsou kontaminovány.
- Nikdy neotvírejte amplifikovaný PCR produkt v místě přípravy PCR reakcí.
- Reagentie nechávejte otevřené jen po dobu nezbytnou k přípravě PCR reakcí.
- Při pipetování použijte špičky s filtrem.
- Při přípravě reakce je třeba věnovat pozornost tomu, aby standardy nekontaminovaly žádnou další součást soupravy nebo ostatní vzorky. Tomu se lze vyhnout uzavřením všech zkumavek před manipulací se standardy.
- Pro ředění vzorků používejte ultračistou vodu. Za tímto účelem je možno využít Deionized Water, která je součástí soupravy.

## SYMBOLY POUŽITÉ NA NÁLEPKÁCH

	Číslo šarže
	Datum expirace
	Skladování při doporučené teplotě
	Obsahuje
	Výrobce
	Počet testů

## PRODUKTOVÁ ŘADA

gb Sarbeco E (primary test)	Kat. č. 3227
gb SARS-CoV-2 RdRP (confirmation test)	Kat. č. 3228
gb Sarbeco N (primary test)	Kat. č. 3229
gb SARS-CoV-2 N (confirmation test)	Kat. č. 3230
gb Human B2M mRNA	Kat. č. 3153

## REFERENCE

Při použití soupravy se řiďte manuálem výrobce daného cykléru. Seznam cyklérů, na kterých byly testovány výkonnostní parametry soupravy, je dostupný na webových stránkách výrobce.

Pokud potřebujete doplňující informace, kontaktujte nás na e-mailové adrese [info@generi-biotech.com](mailto:info@generi-biotech.com) nebo na telefonním čísle +420 495 056 314. Další informace získáte také na našich webových stránkách [www.generi-biotech.com](http://www.generi-biotech.com).



GENERI BIOTECH s.r.o.  
Machkova 587/42  
CZ-500 11, Hradec Králové 11 – Třebeš  
CZECH REPUBLIC

[www.generi-biotech.com](http://www.generi-biotech.com)

tel.: +420 495 056 314

e-mail: [info@generi-biotech.com](mailto:info@generi-biotech.com)

## Verze manuálu: 1.2

Datum poslední revize: 30. 4. 2020