

## **Nabídka setu primer a sond pro detekci viru šmexickéõ (šprase íõ) ch ipky typu A/H1N1 (navrřených a doporu ených CDC):**

Primery jsou nabízeny v množství 20nmol (tj. dodané množství a nikoliv scale syntézy) a jsou HPLC purifikované. Sondy jsou dodávány v množství 5nmol, zna ené BHQ1/FAM a chromatograficky purifikované. Dodané množství je dosta uřící pro více než 2500 b řných 25 1 reakcí. Cena je platná pro celý set a uvedené ceny jednotlivých polofek jsou orienta ní, v p ípad nákupu jednotlivých sou ástí setu nás prosím kontaktujte. Sety primer a sond byly vyvinuty v americkém CDC a uvoln ny na základ tzv. Emergency Use Authorization (CDC REF.#I-007-05)\*.

Název GB:	Sekvence:	Název CDC:	Mnořství [nmol]:	Kvalita zna ení:	Cena:
<b>OLIGO:</b>					
InfA#1	GACCRATCCTGTCACCTCTGAC	Universal Influenza A Forward Primer	20	HPLC	1 520 K
InfA#2	AGGGCATTYTGACAAAKCGTCTA	Universal Influenza A Reverse Primer	20	HPLC	1 520 K
InfA_H1N1_1#1	GCACGGTCAGCACTTATYCTRAG	Swine Influenza A Forward Primer	20	HPLC	1 520 K
InfA_H1N1_1#2	GTGRGCTGGGTTTTTCATTTGGTC	Swine Influenza A Reverse Primer	20	HPLC	1 520 K
InfA_H1_1#1	GTGCTATAAACACCAGCCTYCCA	Swine Influenza H1 Forward Primer	20	HPLC	1 520 K
InfA_H1_1#2	CGGGATATTCCTTAATCCTGTRGC	Swine Influenza H1 Reverse Primer	20	HPLC	1 520 K
humCTRL#1	AGATTTGGACCTGCGAGCG	Human RnaseP Positive Control Forward Primer	20	HPLC	1 520 K
humCTRL#2	GAGCGGCTGTCTCCACAAGT	Human RnaseP Positive Control ReversePrimer	20	HPLC	1 520 K
<b>SONDY:</b>					
InfA#P	TGCAGTCCTCGCTCACTGGGCACG	Universal Influenza A Probe	5	BHQ1/FAM	5 950 K
InfA_H1N1_1#P	CYACTGCAAGCCCATACACACAAGCAGGCA	Swine Influenza A Probe	5	BHQ1/FAM	11 950 K
InfA_H1_1#P	CAGAATATACATCCRGTCACAATTGGARAA	Swine Influenza H1 Probe	5	BHQ1/FAM	11 950 K
humCTRL#P	TTCTGACCTGAAGGCTCTGCGCG	Human RnaseP Positive Control Probe	5	BHQ1/FAM	5 950 K
<b>CENA</b>			cena celkem (bez DPH):		<b>47 960 K</b>

\* - Oligonukleotidy a sondy dodáváme na základ objednávky syntézy na zakázku a jako takové je jejich pouřtí omezeno pro výzkumné ú ely (RUO ó Research Use Only). Doporu ujeme rovn řsledovat zdroje informací o výzkumu viru A/H1N1 vřhledem k mořnosti aktualizace dat (nap ř. sekvencí primer a sond). A koliv jsou sety doporu eny WHO i CDC pro rychlou detekci viru ch ipky typu A/H1N1, nejedná se o validované sety a jejich uvoln ní a doporu ení k pouřtí je vedeno neexistencí validovaných kit pro detekci viru ch ipky typu A/H1N1 a celosř tovou epidemiologickou situaci. GENERI BIOTECH s.r.o. tedy nem ře ru í a neru í za výsledky test provedených dodanými sety primer a sond.