

ceník oligonukleotidů na destičkách

ceny v EUR (bez DPH)
aktualizace ceníku:
1.4.2010

základní ceník

položka	cena	
set 96 oligonukleotidů (do 30 bazí vč.) na 96-jamkové destičce	690	cena za destičku
set 96 oligonukleotidů (do 40 bazí vč.) na 96-jamkové destičce	880	cena za destičku
set 96 oligonukleotidů (do 50 bazí vč.) na 96-jamkové destičce	1 080	cena za destičku
set 96 oligonukleotidů (do 60 bazí vč.) na 96-jamkové destičce	1 270	cena za destičku

příplatky k ceně destičky

položka	cena	
Sjednocení molárního množství všech oligo (ekvimolární destička)	77	příplatek za destičku
5'aminomodifikace všech oligo na destičce	230	příplatek za destičku
Inosin na destičce (příplatek za každých 100 bazí)	120	příplatek za každých 100 inosinů

Výstupem je standardní 96-jamková destička s oligonukleotidy v suchém stavu, jejichž sekvence i poloha na destičce jsou definovány uživatelem už při objednání.
Objem jamky (2 ml) umožní oliga rozpustit běžným způsobem.
Množství oligonukleotidů v jamkách je buď neupravené (liší se tedy mezi jamkami), nebo sjednocené na jednu ekvimolární hodnotu (pak je možné rozpustit všechna oliga stejným množstvím vody nebo pufru).

