

Jednoduše značené hybridizační sondy - FRET sondy

Systém jednoduše značených sond (tzv. **FRET sond**) se skládá z páru sond, z nichž jedna je značena na 3' konci donorovým fluoroforem (3'FAM) a druhá je značena na 5' konci akceptorovým fluoroforem (5'CFR 610 nebo 635). Sondy jsou navrženy tak, aby hybridizovaly přilehle vedle sebe na produkt PCR. Sondy jsou HPLC purifikovány (cena za purifikaci je součástí ceny za sondu).

Dodávané množství: 1 nmol, 2 nmol a 5 nmol

Značení	Struktura	množství sondy		
		1 nmol	2 nmol	5 nmol
FAM	3'FAM	1508-001	1508-002	1508-005
CFR 610	3'fosfát - 5'CFR 610	1515-001	1515-002	1515-005
CFR 635	3'fosfát - 5'CFR 635	1509-001	1509-002	1509-005

CFR 610: alternativa k LC red 610 a Texas Red

CFR 635: alternativa k LC red 640

