

GEMINI™ sondy

Sondy GEMINI™ jsou typem real-time PCR sond vyvinutých v GENERI BIOTECH. Technologie GEMINI je založena na umístění interních quencherů do sekvence sondy. Výsledkem je silnější zhášení a nižší background signál. Sondy jsou HPLC purifikovány (cena za purifikaci je součástí ceny za sondu).

Dodávané množství: 5 nmol a 10 nmol

Produkt	množství sondy	
	5 nmol	10 nmol
GEMINI™ FAM	1507-005	1507-010
GEMINI™ HEX	1505-005	1505-010

Pozor: pro sondy obsahující fluorofor je doporučeno skladování bez přístupu světla.

V tabulce jsou uvedena katalogová čísla sond

