

Primery pro NGS

Primery pro platformy NGS (Next Generation Sequencing) v HPLC kvalitě jsou dostupné ve scale 20 nmol.

Kat.č.	Produkt	Jednotka
1003	OLIGO NGS, scale 20 nmol	baze

NGS primery lze objednat, je-li zároveň objednáno alespoň 24 kusů NGS primerů o maximální délce 99 bází, kde se jednotlivé sekvence mohou od sebe délkově lišit maximálně o 15 bází.

SEQplus sekvenační primery

Modifikace 5'-SEQplus na sekvenačním primeru umožní čtení sekvence už od 2. baze sekvenované DNA. Tuto modifikaci nabízíme pro jakoukoliv uživatelskou sekvenci nebo jako součást hotových sekvenačních primerů.


Typ modifikace	40 nmol	200 nmol	1 μmol
5' SEQplus	1121	✓	✓

V tabulce jsou uvedena katalogová čísla modifikací

✓ modifikace má omezení a lze ji provést po konzultaci; cenovou nabídku lze provést po zadání konkrétních sekvencí a scale

Porovnání běžného sekvenačního primeru s primerem SEQplus

Sekvenační primery bez modifikace



Primery SEQplus

