

In-stock SEQplus sekvenační primery

Kromě syntézy sekvenačních primerů na zakázku jsou skladem tyto často používané univerzální sekvenační primery SEQplus (HPLC purifikované):

Kat.č.	Produkt	Sekvence	Jednotka
1072 - F	M13F SEQplus, 2 nmol	TGTA AACGACGGCCAGT	pc.
1072 - R	M13R SEQplus, 2 nmol	CAGGAAACAGCTATGACC	pc.

Tyto primery obsahují modifikaci SEQplus na 5'konci.

